




















































Ghid de măsurători orteze

ARTICOL (ref.)	Ce se măsoară în cm	MĂRIME							
		XXS	XS	S	M	L	XL	XXL	XXXL
THERMO-MED, 3-TEX și RODISIL									
4100, 4101, 4102, 4103, 4104, 4104-A, 4105, 4106, 4109, 4111, 4112, 4113, 4115, 5109	 perimetrul la nivelul centrului rotulei	X	32-34	34-36	36-38	38-41	41-44	44-49	X
6102, 6103, 6103-A, 6104, 6104-A, 6112, 6113, 7102, 7103, 7103-A, 7104, 7104-A, 7112, 7113, 7117-D, 7117-I	 perimetrul la nivelul centrului rotulei	X	32-34	34-36	36-38	38-41	41-44	44-49	X
8104, 8105, 9104, 9105	 perimetrul A al coapsei	X	38-41	41-44	44-47	47-50	50-53	53-56	56-59
	 perimetrul B al gambei	X	28-31	31-34	34-37	37-40	40-43	43-46	46-49
8106, 9106, 8107, 9107	 perimetrul A al coapsei	X	36-39	39-42	42-45	45-48	48-51	51-54	54-57
	 perimetrul B al gambei	X	26-29	29-32	32-35	35-38	38-41	41-44	44-47
4110, 4119, 4200, 4204, 4302, 4304, 4405, 4600, 4603		UNIVERSALĂ							
4201, 4202, 4203	 perimetrul soldurilor	X	75-85	85-95	95-110	110-125	X	X	X
4300, 4301, 4303	 perimetrul la nivelul centrului cotului	X	21-24	24-26	26-29	29-32	32-35	X	X
4400, 4401, 4402, 4403, 4404	 perimetrul gleznei	X	22-24	24-26	26-28	28-31	31-34	X	X
4500	 perimetrul coapsei	X	45-48	48-52	52-57	57-64	X	X	X
4601, 4602, 4604	 perimetrul la nivelul încheieturii mâinii	X	15-17	17-19	19-21	21-23	X	X	X
4700, 4701	 perimetrul taliei	X	75-85	85-95	95-105	110-115	X	X	X
4800	 perimetrul gambei	X	27-29	29-32	32-35	35-39	X	X	X
4801; 4802	 perimetrul A la nivel subaxilar	X	X	32-40	40-48	48-56	X	X	X
	 perimetrul B al brațului	X	X	20-25	25-30	30-35	X	X	X
4803	 perimetrul A la nivel subaxilar	X	X	32-40	40-48	48-56	X	X	X
	 perimetrul B al brațului	X	X	20-25	25-30	30-35	X	X	X
	 perimetrul C la nivelul inferior al pieptului	X	X	70-75	75-80	80-90	X	X	X
EVOTEC, LUMBITRON, LUMBITEC, STOMAMED, MANUTEC, VALFEET XR și VALTEC									
EV-100, EV-101, EV-200, EV-201, EV-300, EV-301, LT-280, LTB-280, LT-284, LTB-284, LTN-284, LT-290, LT-300, LT-304, LTB-304, LTN-304, LT-310, LT-320, LT-330, 1300, 1310	 perimetrul soldurilor	X	63-75	75-83	83-91	91-99	99-107	107-115	115-123
EVM-100, EVM-110, EVM-200, EVM-210	 perimetrul soldurilor	X	(măr. 1) 63-83	(măr. 2) 83-91	(măr. 3) 91-107	(măr. 4) 107-123	X	X	X
LT-283, LT-303	 perimetrul soldurilor	X	(măr. 1) 75-91	(măr. 2) 91-115	X	X	X	X	
FX-211, FX-212, FX-213	 perimetrul soldurilor	X	X	85-95	95-105	105-115	115-125	125-135	
FX-214	 perimetrul la nivelul abdomenului	X	X	85-95	95-105	105-115	115-125	125-135	
COL-160, COL-165, COL-167, COL-169, COL-240, COL-245, COL-247, COL-249	 perimetrul la nivelul abdomenului	X	75-85	85-95	95-105	105-120	X	X	
MF-D50, MF-150, MF-D51, MF-151, MF-D52, MF-152, MF-D60, MF-160, MF-D61, MF-161, MF-D70, MF-170, MF-D80, MF-180, MF-D72, MF-172, MFP-D81, MFP-181	 perimetrul la nivelul încheieturii mâinii	X	X	12-15	15-17	17-19	19-21	X	
FP-D71, FP-171, FP-D73, FP-173	 perimetrul la nivelul încheieturii mâinii	X	X	< 17	17-19	> 19	X	X	
EST-085	mărime încălțăminte (nu în cm)	X	X	(măr. 1) < 36	(măr. 2) ≥ 36	X	X	X	
EST-082		UNIVERSALĂ							
ISSD, ISSI, 2SSD, 2SSI	mărime încălțăminte (nu în cm)	X	35-37	38-40	41-43	44-46	X	X	
STAR BRACE									
TLSO-A, TLSO-B	 perimetrul soldurilor	X	X	80-90	90-100	100-110	110-120	X	
LSO-A, LSO-B	 perimetrul soldurilor	X	X	80-90	90-100	100-110	110-120	X	
HUMERTEC									
94300	 perimetrul A al brațului	X	X	26-32	32-37	37-43	X	X	
	 perimetrul B al antebrațului	X	X	20-25	25-30	30-35	X	X	
94301; 94302	 perimetrul A al brațului	X	X	26-32	32-37	37-43	X	X	
	 perimetrul B al antebrațului	X	X	20-25	25-30	30-35	X	X	
	 perimetrul C la nivelul încheieturii mâinii	X	X	<18	18-22	>22	X	X	
GONARTEC									
6121-D, 6121-I	 perimetrul la nivelul centrului rotulei	X	32-34	34-36	36-38	38-41	41-44	44-49	
SOFY-PLANT									
GL-110, GL-122, PS-18		UNIVERSALĂ							
GL-108, GL-111, GL-112		X	X	S	X	X	X	X	
GL-109, GL-113, GL-114		X	X	X	L	X	X	X	
GL-102, GL-103, GL-200, GL-201, GL-202D, GL-202I, GL-204		X	X	S	X	L	X	X	

GL-100, GL-104, GL-105, GL-106, GL-107, GL-115D, GL-115I, GL-116, GL-117, GL-203, GL-300				S	M	L												
GL-101				S	M	L	XL											
TL-600, TL-601, TL-610, TL-611, TL-612, TL-613, TL-614, TL-615, TL-616, TL-618F	mărimă încălțăminte (nu în cm)			(măr. 1) 35-38	(măr. 2) 39-42	(măr. 3) 43-46												
TL-617-05, TL-617-10	mărimă încălțăminte (nu în cm)			(măr. 1) 35-38	(măr. 2) 39-42	(măr. 3) 43-46	(măr. 4) 47-50											
PL-701F, PL-740, PL-750, PL-750F, PL-755, PL-755F	mărimă încălțăminte (nu în cm)			(măr. 0) 35-36	(măr. 1) 37-38	(măr. 2) 39-40	(măr. 3) 41-42	(măr. 4) 43-44	(măr. 5) 45-46									
PL-760, PL-760F	mărimă încălțăminte (nu în cm)			(măr. 1) 37-38	(măr. 2) 39-40	(măr. 3) 41-42	(măr. 4) 43-44											
ALTE ORTEZE																		
94230, 94240, 94250, 94251, 94260, C-40, EP-20A, EP-20B, EP-21G, EP-21V, IR-5000, IR-6000, IR-7000, HV-30, HV-31		UNIVERSALĂ																
IR-5001, IR-5002, IR-6001, IR-6002, IR-7001, IR-7002	 perimetrul la nivelul centrului rotulei			34	42	50	56											
IC-30, C-41		mărimă 1				mărimă 2												
HV-32	mărimă încălțăminte (nu în cm)	(măr. 1) 35-38				(măr. 2) 39-44												
E-240, ET-210	perimetrul la nivelul inferior al pieptului		75-85	80-92	85-97	92-104	98-110	104-120										
BE-160, BE-170	perimetrul la nivelul inferior al pieptului	75-83	83-91	91-99	99-107	107-115	115-125											
BE-240, BE-300, BEB-240	 perimetrul la nivelul abdomenului	75-83	83-91	91-99	99-107	107-115	115-125											
BE-245	 perimetrul la nivelul abdomenului			(măr. 1) 70-90	(măr. 2) 90-110	(măr. 3) 110-130												
L-250	 perimetrul șoldurilor		75-83	83-91	91-99	99-107	107-115	115-123	123-131									
CEB-400, CEN-410	 perimetrul șoldurilor			(măr. 1) 70-85	(măr. 2) 85-100	(măr. 3) 100-115	(măr. 4) 115-125											
T420	 perimetrul șoldurilor			73-85	85-97	97-110	110-125											
T421	 perimetrul șoldurilor			85-97	97-110	110-125												
O-104	 perimetrul taliei			(măr. 7) 75-83	(măr. 8) 84-91	(măr. 9) 92-99	(măr. 10) 100-107	(măr. 11) 108-120										
BH-110, DH-111, IH-112, B-110, D-111, I-112	 perimetrul șoldurilor			(măr. 7) 70-78	(măr. 8) 78-86	(măr. 9) 86-94	(măr. 10) 94-102	(măr. 11) 102-110	(măr. 12) 110-120									
BB-100	 lungimea de la A la B petrecută peste scrotul C		(măr. 1) 25	(măr. 2) 27	(măr. 3) 29	(măr. 4) 31	(măr. 5) 33	(măr. 6) 35	(măr. 7) 37									
BS-110	 perimetrul șoldurilor			(măr. 7) 70-78	(măr. 8) 78-86	(măr. 9) 86-94	(măr. 10) 94-102	(măr. 11) 102-110	(măr. 12) 110-120									
S-120, S-121	 perimetrul șoldurilor	(măr. 1) 75	(măr. 2) 80	(măr. 3) 85	(măr. 4) 90	(măr. 5) 95	(măr. 6) 100	(măr. 7) 105	(măr. 8) 110	(măr. 9) 115	(măr. 10) 120							
C-42A, C-42B	lungime antebraț			< 30	36	> 42												
TP-6100-D, TP-6100-I	 perimetrul la nivelul încheieturii mâinii			(măr. 1) 14-16	(măr. 2) 16-18	(măr. 3) 18-20												
TP-6101-D, TP-6101-I, TP-6103-D, TP-6103-I, TP-6104-D, TP-6104-I	 lățimea mâinii			(măr. 1) 6-7	(măr. 2) 7-8	(măr. 3) 8-9	(măr. 4) 9-10											
TP-6102-D, TP-6102-I	 lățimea mâinii		(măr. 0) 5-6	(măr. 1) 6-7	(măr. 2) 7-8	(măr. 3) 8-9	(măr. 4) 9-10											
PPJ-09	lungime picior	(măr. 1) 7	(măr. 2) 8	(măr. 3) 9	(măr. 4) 10	(măr. 5) 11												
CP-01, CP-02	mărimă încălțăminte (nu în cm)		(măr. 0) 33-35	(măr. 1) 36-38	(măr. 2) 39-40	(măr. 3) 41-42	(măr. 4) 43-45											
TP-2102-D, TP-2102-I	mărimă încălțăminte (nu în cm)			35-37	37-39	39-41	41-44											
EST-083	mărimă încălțăminte (nu în cm)			36-39	40-42	43-45												
TOB-500-N, TOB-500-B	 perimetrul gleznei deasupra maleolelor		<19	19-20	20-23	23-25	>25											
8102; 8103	 perimetrul la nivelul centrului rotulei			26-30	30-34	34-38	38-45											

Vă recomandăm, ca pentru alegerea optimă a mărimii produsului corespunzătoare măsurilor dumneavoastră, să consultați cu atenție ghidul de măsurători.